

# PL Blephasol

Dobrze tolerowany płyn micelarny bez konserwantów.

Codzienna pielęgnacja wrażliwych powiek.

Butelka 100 ml.

## Postać:

Dobrze tolerowany płyn micelarny do oczyszczania wrażliwych powiek.

Butelka 100 ml, bez konserwantów.

Do stosowania na skórę.

## Właściwości i wskazania:

Testowany dermatologicznie BLEPHASOL jest zalecany do codziennej pielęgnacji wrażliwych powiek, zwłaszcza brzegów powiek.

Dzięki zawartości miceli BLEPHASOL usuwa z powiek i nasady rzęs wszelkie zanieczyszczenia, plamy, wysuszone wydzieliny oraz kosmetyki.

Nie zawiera alkoholu, detergentów ani konserwantów, dzięki czemu delikatnie oczyszcza, nie podrażniając oczu i nie uszkodzając zewnętrznych warstw naskórka chroniących skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych (zimnem, słońcem, potem, alergenami, zanieczyszczeniami itd.).

BLEPHASOL jest bezwonny i nietłusty, dlatego nie wymaga splukiwania po użyciu.

Zalecany jest także dla osób noszących soczewki kontaktowe.

## Sposób użycia:

Średnio dwa razy dziennie, rano i wieczorem lub o dowolnej porze.

**Aby oczyścić wrażliwe powieki i usunąć z nich makijaż, należy przed lustrem:**

- 1- Ostrożnie przyłożyć chusteczkę nasączoną płynem BLEPHASOL do powiek i nasady rzęs, nie otwierając oczu.



- 2- Delikatnie masować powieki małymi, kolistymi ruchami, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wydzieliny gruczołów tarczowych.



- 3- Lekko rozchylić powieki, następnie delikatnie przetrzeć wewnętrzną część powieki za pomocą czystej chusteczki nasączonej płynem BLEPHASOL, usuwając wszelkie zanieczyszczenia z nasady rzęs.



- 4- Czynność powtórzyć na drugim oku, używając nowej chusteczki.

Nie wymaga splukiwania po użyciu.

## Ostrzeżenie:

Nie połykać, nie stosować bezpośrednio na oczy, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.